

# RADIO FREQUENZA



CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA SUL PUNTALE CON IL VANTAGGIO DI DIMINUIRE IL CALORE A LIVELLO TOPICO E LAVORARE CON TEMPERATURA INTORNO AI 40 GRADI A LIVELLO SOTTOCUTANEO.

Possibilita di disinserire il raffreddamento per usarla come una tradizionale

|   |
|---|
| TESTINE mono polar<br>5mm/15mm/23mm/32mm/40mm   |
| TESTINE bipolar<br>15mm/32mm  |
| RF POTENZA USCITA:350W  |
| POTENZA: 0~100J/cm <sup>3</sup>   |
| APPLICATORI: Mono polar and bipolar   |
| Output mode: 1~8 levels   |
| Adjustable temperature: -5 to 5°C   |
| Display: colorful touch display   |
| FREQUENZA: 1M (ESTETICA), 5M, 10M   |
| Power supply: 110V/220V10% 50/60Hz, 12A   |
| RAFFREDDAMENTO:<br>Electric diode cooling system<br>(Water cooling +air cooling+ semiconductor cooling) |

La radiofrequenza estetica è una tecnica non invasiva che sfrutta l'effetto generato da appositi apparecchi medicali, per determinare un rimodellamento dei tessuti, con un'azione particolarmente efficace nel contrastare il rilassamento cutaneo sia del viso, sia del corpo. Non prevede uso di aghi, anestesie, di bisturi o di farmaci da iniettare, ma viene eseguita attraverso un particolare manipolo a emissione bipolare e monopolare e una crema conduttrice.

### La radiofrequenza: le indicazioni

Il trattamento con la radiofrequenza è **indicato** soprattutto per:

- Attenuare le rughe;
- Ripristinare il tono cutaneo;
- Rimodellare le adiposità localizzate;
- Ridurre la cellulite;
- Stimolare il circolo linfatico;
- Eliminare il gonfiore da stasi.

### La radiofrequenza: le controindicazioni

Le **controindicazioni della radiofrequenza** sono minime, ma è bene conoscerle per ponderare bene se scegliere o meno di sottoporsi a questo tipo di trattamento.

In particolare è bene che non si sottopongano a radiofrequenza:

- Donne **incinta** o in fase di **allattamento**;
- Chi soffre di **patologie cardiache**;
- Chi soffre di **dermatosi**;
- Chi presenta **infezioni cutanee** in atto;
- Chi soffre di **malattie auto-immuni**.

I risultati della radiofrequenza sono **visibili fin dalle prime sedute** e i progressi conseguiti si mostrano stabili nel tempo.

Non sono richieste cure particolari post-seduta se non l'utilizzo di **creme idratanti** per mantenere lenita e curata la parte di pelle trattata.

I principali effetti di tale tecnica sono:

- **Effetto lifting**, che si ottiene grazie alla contrazione del collagene ai diversi livelli di profondità;
- **Drenaggio**, dovuto all'effetto di vascolarizzazione ottenuto a livelli sostenuti di radiofrequenza;
- **Tonificazione** dei tessuti,
- Migliore **ossigenazione**.